



FineTest®

现货速发-当天启程 科研加速无等待!

菲恩生物ELISA试剂盒



生产能力

拥有蛋白和抗体研发生产的能力,原料大部分自产,质量可控

信号放大技术

独特的信号放大技术,能灵活调整试剂盒的灵敏度,并有能力提高客户样品检出率

GMP车间

拥有GMP车间,保证生产环境的洁净度,提高产品的可靠性

01

02

03

04

05

06



细胞库

拥有自己的细胞库,血液组织样品库,为检测提供丰富的样品

高精密机器

使用高精密机器生产和严格的质控,保证批次差小于5%,并进行大量样品检测,确保质量可靠

稳定技术

使用独特的稳定技术,让试剂盒可以在室温放置一个月也不会失活,方便运输和使用



武汉菲恩生物科技有限公司
Wuhan Fine Biotech Co., Ltd.

☎ 027-86697005

🌐 www.fn-test.cn

现货产品列表

●更多优惠政策请咨询当地代理商

货号	产品名称	检测范围	灵敏度	文献数
EH0201	Human IL-6 ELISA Kit	4.688-300pg/ml	2.813pg/ml	98
EH0302	Human TNF- α ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	82
EH0185	Human IL-1 β ELISA Kit	3.906-250pg/ml	2.344pg/ml	52
EH0173	Human IL-10 ELISA Kit	7.813-500pg/ml	4.688pg/ml	43
EH0287	Human TGF- β 1 ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	42
EH0327	Human VEGF ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	30
EH0164	Human IFN- γ ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	27
EH0205	Human IL-8 ELISA Kit	7.813-500pg/ml	4.688pg/ml	24
EH3267	Human IL-17A ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	24
EH0043	Human BDNF ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	19
EH0222	Human MCP-1 ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	11
EH0543	Human S100B ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	10
EH0641	Human COR ELISA Kit	0.391-25ng/ml	0.234ng/ml	10
EH0011	Human IL-18 ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	9
EH4233	Human PGE2 ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	7
EH0485	Human IFN- β ELISA Kit	62.5-4000pg/ml	37.5pg/ml	4
EH2685	Human A β 42 ELISA Kit	4.688-300pg/ml	2.813pg/ml	4
EH0130	Human FGF21 ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	3
EH5047	Human H3cit-NE ELISA kit	0.156-10ng/ml	0.094ng/ml	
EM0183	Mouse TNF- α ELISA Kit	3.906-250pg/ml	2.344pg/ml	88
EM0121	Mouse IL-6 ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	68
EM0109	Mouse IL-1 β ELISA Kit	3.906-250pg/ml	7.5pg/ml	52
EM0100	Mouse IL-10 ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	36
EM0260	Mouse INS ELISA Kit	78.125-5000pg/ml	46.875pg/ml	24
EM0176	Mouse TGF- β 1 ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	16
EM0093	Mouse IFN- γ ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	14
EM0119	Mouse IL-4 ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	12
EM1592	Mouse CXCL15 ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	10
EM1148	Mouse IFN- β ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	7
EM0205	Mouse VEGF ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	4
EM1146	Mouse IFN- α ELISA Kit	15.625-1000pg/ml	9.375pg/ml	1
EM0094	Mouse IGF1 ELISA Kit	62.5-4000pg/ml	37.5pg/ml	
ER1393	Rat TNF- α ELISA Kit	3.906-250pg/ml	2.344pg/ml	131
ER0042	Rat IL-6 ELISA Kit	62.5-4000pg/ml	37.5pg/ml	107
ER1094	Rat IL-1 β ELISA Kit	3.906-250pg/ml	18.75pg/ml	73
ER1378	Rat TGF- β 1 ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	28
ER0036	Rat IL-18 ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	24
ER0033	Rat IL-10 ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	23
EU2556	HA ELISA Kit	1.563-100ng/ml	0.938ng/ml	15
EU3126	LPS ELISA Kit	0.313-20ug/ml	0.188ug/ml	9
EU2554	PGE2 ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	5
EU3108	CORT ELISA Kit	2.813-180ng/ml	1.688ng/ml	5
EU0400-HS	Testosterone ELISA Kit	31.25-2000pg/ml	18.75pg/ml	2
EU2603	S1P ELISA Kit	3.125-200ng/ml	1.875ng/ml	2
EU0382	HIS ELISA Kit	1.563-100ng/ml	0.938ng/ml	1
EU2607	FLAG-Tag ELISA Kit	15.625-1000ng/ml	9.375ng/ml	1